

## SCHEMA TECNICA

### GLN131.18 | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile



---

#### CODICE PRODOTTO:

GLN131.18

#### NOME COMMERCIALE:

BLACK GRIP

#### PRODOTTO:

Guanto in nitrile, monouso, non sterile, privo di polvere lubrificante, polymer coated, forma anatomica, ambidestro, Micro Diamond Textured, snug fit, supersensibile, polsino rinforzato salvastrappo, manichetta standard.

#### TAGLIE DISPONIBILI:

Consultare listino di vendita in corso di validità.

#### MATERIALE:

Gomma nitrilica.

#### UTILIZZO:

Protezione da agenti biologici, contatto accidentale con sostanze chimiche, idoneo all'utilizzo ospedaliero e ambulatoriale per esame, terapia, diagnostica, laboratorio. Adatto per lavorazioni alimentari, cleaning, industria chimica, officine, in elettronica.

#### COLORE:

Nero



Ticino Tekno Service SA

Via Alla Rossa 11 – 6862 Mendrisio – Tel +41 (0) 916300616 – [info@ticinoteknoservice.ch](mailto:info@ticinoteknoservice.ch)

## SCHEDA TECNICA

GLNI131.18 | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile

### VARIANTI COLORE:

GLNI132.18 (Arancione).

### DURATA:

La durata di un guanto da esame in nitrile senza polvere è di 5 anni, se vengono rispettate le istruzioni di stoccaggio.

### MARCATURA CE:

Dispositivo medico di Classe I<sup>^</sup> (Reg. (UE) 2017/745): registrato su piattaforma EUDAMED con UDI di base 805771490GLNI104102E; iscritto al sistema di registrazione DM del Ministero della Salute, N° di repertorio 2174324; CND: T01020204 - Guanti non chirurgici in nitrile. Dispositivo di protezione individuale III<sup>^</sup> categoria; CE 0465 CIMAC (Regolamento UE 2016/425)

### CONFORME A:

EN 420:2003+A1:2009 requisiti generali (specifiche e procedure per progettazione e costruzione, resistenza dei materiali di fabbricazione alla penetrazione d'acqua, innocuità, comfort ed efficienza, marcatura).

EN ISO 374-1-2-4-5 (guanti di protezione contro prodotti chimici, virus e microrganismi)



### IMBALLO:

100 pz/box, 10 box/cartone, 1000 pz/cartone

### PROTEINE DEL LATTICE:

Assenti. I guanti sono privi di componenti del lattice (Latex Free) quindi indicati per utilizzatori sensibili alle proteine del lattice e indicati nei reparti latex free.

### LIVELLI DI POLVERE:

< 2 mg/guanto

### TIURAM MIX:

Assenti.

### SISTEMA LUBRIFICANTE:

Il guanto Ajrtouch Black Grip GLNI131.18 è privo di polvere lubrificante. La polimerizzazione interna consente un utilizzo agevole anche nel caso di mani umide o bagnate. L'assenza di amido di mais consente l'utilizzo anche ai soggetti che soffrono di allergia a questa polvere.

### AQL:

1,5

### FORNITORE:

Ticino Tekno Service SA – Via Alla Rossa 11 – 6862 Mendrisio – Svizzera - info@ticinoteknoservice.ch

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Tenere lontano da luce solare diretta, conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

### ISTRUZIONI D'USO:

Il guanto non è progettato per essere pulito o lavato ma per uso singolo.



---

#### SCHEDA TECNICA

**GLNI131.18** | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile

---

Ticino Tekno Service SA

Via Alla Rossa 11 – 6862 Mendrisio – Tel +41 (0) 916300616 – [info@ticinoteknoservice.ch](mailto:info@ticinoteknoservice.ch)

## SCHEDA TECNICA

GLNI131.18 | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile

### PRECAUZIONI:

Prima dell'uso controllare che il dispositivo non presenti fori, difetti o imperfezioni, in caso di dubbio gettare il guanto e sostituirlo.

Evitare il contatto diretto di eventuali sostanze chimiche con la pelle, anche se la sostanza è definita inoffensiva. I guanti sono progettati per protezione da schizzi accidentali o per un breve contatto. In caso di contatto accidentale di qualsiasi sostanza con la pelle lavare abbondantemente con acqua.

Rimuovere e gettare il guanto subito dopo il contatto con sostanze chimiche. Assicurarsi che le sostanze chimiche non entrino a contatto con la pelle tramite il polsino.

### SMALTIMENTO:

Il guanto può essere incenerito o seppellito in discariche controllate, senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Le eventuali limitazioni all'eliminazione dipendono unicamente dal tipo di contaminazione a cui è stato sottoposto.

### TAGLIE:

| TAGLIA | LARGHEZZA PALMO (mm) | LUNGHEZZA (mm) |
|--------|----------------------|----------------|
| S      | 85 ± 5               | min. 240       |
| M      | 95 ± 5               | min. 240       |
| L      | 105 ± 5              | min. 240       |
| XL     | 115 ± 5              | min. 240       |
| 2XL    | 120 ± 5              | min. 240       |

### SPESSORE:

| POSIZIONE MISURAZIONE | SINGOLA PARETE   |
|-----------------------|------------------|
| Dito                  | min. 0,18 ± 0.02 |
| Palmo                 | min. 0,15 ± 0.02 |
| Polsino               | min. 0,10 ± 0.02 |

### CARATTERISTICHE FISICHE:

|                                | PRIMA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO | DOPO IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Resistenza alla trazione (MPa) | min. 22                              | min. 22                            |
| Carico di rottura (Newton)     | min. 6                               | min. 6                             |
| Allungamento (%)               | min. 500                             | min. 400                           |



---

#### SCHEDA TECNICA

**GLNI131.18** | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile

---

**Ticino Tekno Service SA**

Via Alla Rossa 11 – 6862 Mendrisio – Tel +41 (0) 916300616 – [info@ticinoteknoservice.ch](mailto:info@ticinoteknoservice.ch)

## SCHEDA LOGISTICA

### GLNI131.18 | BLACK GRIP

Guanto da esame in nitrile senza polvere, Micro Diamond Textured, non sterile

| TAGLIA | EAN13 (Exp. Carton) | EAN13 (Box)   |
|--------|---------------------|---------------|
| S      | 8052141321188       | 8052141321171 |
| M      | 8052141321201       | 8052141321195 |
| L      | 8052141321225       | 8052141321218 |
| XL     | 8052141321249       | 8052141321232 |
| 2XL    | 8052141321263       | 8052141321256 |



#### TIPO PALLET:

EUPALLET 80 x 120 X 15 cm

#### DIMENSIONE (cm):

80 x 120 x 223 (pallet incluso)

#### PESO LORDO EUPALLET (valore indicativo):

N.D.

#### PESO NETTO EUPALLET (valore indicativo):

N.D.

#### STRATIFICAZIONE:

7 CARTONI x 8 STRATI

#### N°CARTONI:

56

#### PESO CARTONE (valore indicativo):

N.D.

#### DIMENSIONI CARTONE (mm):

462 (L) x 252 (P) x 260 (H)

#### DIMENSIONE BOX (mm):

240 (L) x 120 (P) x 90 (H)



Ticino Tekno Service SA

Via Alla Rossa 11 – 6862 Mendrisio – Tel +41 (0) 916300616 – [info@ticinoteknoservice.ch](mailto:info@ticinoteknoservice.ch)