

SCHEMA TECNICA

GLNI106.11 | FLEXI

Guanto da esame in nitrile senza polvere non sterile



CODICE PRODOTTO:

GLNI106.11

NOME COMMERCIALE:

FLEXI

PRODOTTO:

Guanto in nitrile, monouso, non sterile, privo di polvere lubrificante, clorinato internamente, forma anatomica, ambidestro, microruvido sulle dita, supersensibile, polsino rinforzato salvastrappo, manichetta standard.

TAGLIE DISPONIBILI:

Consultare listino di vendita in corso di validità.

MATERIALE:

Gomma nitrilica.

UTILIZZO:

Protezione da agenti biologici, contatto accidentale con sostanze chimiche, idoneo all'utilizzo ospedaliero e ambulatoriale per esame, terapia, diagnostica, laboratorio. Adatto per lavorazioni alimentari, cleaning, industria chimica, officine, in elettronica.

COLORE:

Azzurro

SCHEDA TECNICA

GLNI106.11 | FLEXI

Guanto da esame in nitrile senza polvere non sterile

VARIANTI COLORE:

Nessuna variante colore.

DURATA:

La durata di un guanto da esame in nitrile senza polvere è di 5 anni, se vengono rispettate le istruzioni di stoccaggio.

MARCATURA CE:

Dispositivo di protezione individuale III[^] categoria (Regolamento UE 2016/425)

CONFORME A:

EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1: 2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016

CONTATTO ALIMENTARE:

Conforme alla seguente legislazione:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 Ottobre 2014 [Art. 3; Art.11(paragrafo 5); Art.15; Art.17]
- Regolamento (UE) n. 10/2011 del 14 Gennaio 2017
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche

IMBALLO:

100 pz/polybag, 10 polybag/cartone, 1000 pz/cartone

PROTEINE DEL LATTICE:

Assenti. I guanti sono privi di componenti del lattice (Latex Free) quindi indicati per utilizzatori sensibili alle proteine del lattice e indicati nei reparti latex free.

LIVELLI DI POLVERE:

< 2 mg/guanto

TIURAM MIX:

Assenti.

SISTEMA LUBRIFICANTE:

Il guanto Ajrtouch Flexi GLNI106.11 è privo di polvere lubrificante. La clorinatura interna consente un utilizzo agevole anche nel caso di mani umide o bagnate. L'assenza di amido di mais consente l'utilizzo anche ai soggetti che soffrono di allergia a questa polvere.

AQL:

1,5

FORNITORE:

UNISAN S.r.l. Via Mentana, 4, 00044 Frascati (RM), tel (+39) 06 62205264, info@unisansrl.com

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Tenere lontano da luce solare diretta, conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

ISTRUZIONI D'USO:

Il guanto non è progettato per essere pulito o lavato ma per uso singolo.

SCHEDA TECNICA

GLNI106.11 | FLEXI

Guanto da esame in nitrile senza polvere non sterile

PRECAUZIONI:

Prima dell'uso controllare che il dispositivo non presenti fori, difetti o imperfezioni, in caso di dubbio gettare il guanto e sostituirlo.

Evitare il contatto diretto di eventuali sostanze chimiche con la pelle, anche se la sostanza è definita inoffensiva. I guanti sono progettati per protezione da schizzi accidentali o per un breve contatto. In caso di contatto accidentale di qualsiasi sostanza con la pelle lavare abbondantemente con acqua.

Rimuovere e gettare il guanto subito dopo il contatto con sostanze chimiche. Assicurarsi che le sostanze chimiche non entrino a contatto con la pelle tramite il polsino.

SMALTIMENTO:

Il guanto può essere incenerito o seppellito in discariche controllate, senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Le eventuali limitazioni all'eliminazione dipendono unicamente dal tipo di contaminazione a cui è stato sottoposto.

TAGLIE:

TAGLIA	LARGHEZZA PALMO (mm)	LUNGHEZZA (mm)
S	85 ± 5	min. 240
M	95 ± 5	min. 240
L	105 ± 5	min. 240
XL	110 ± 5	min. 240

SPESSORE:

POSIZIONE MISURAZIONE	SINGOLA PARETE
Dito	min. 0,11 ± 0,02
Palmo	min. 0,08 ± 0,02
Polsino	min. 0,05 ± 0,02

CARATTERISTICHE FISICHE:


	PRIMA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO	DOPO IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
Resistenza alla trazione (MPa)	min. 14	min. 14
Carico di rottura (Newton)	min. 6	min. 6
Allungamento (%)	min. 500	min. 400

SCHEDA LOGISTICA

GLNI106.11 | FLEXI

Guanto da esame in nitrile senza polvere non sterile

TAGLIA	EAN13 (Exp. Carton)	EAN13 (Box)
S	8057714908469	8057714908452
M	8057714908483	8057714908476
L	8057714908506	8057714908490
XL	8057714908520	8057714908513



TIPO PALLET:

EUPALLET 80 x 120 X 15 cm

DIMENSIONE (cm):

80 x 120 x 165 (pallet incluso)

PESO LORDO EUPALLET (valore indicativo):

325,00 kg

PESO NETTO EUPALLET (valore indicativo):

300,00 kg

STRATIFICAZIONE:

10 CARTONI x 6 PIANI

N°CARTONI:

60

PESO CARTONE (valore indicativo):

5,00 kg

DIMENSIONI CARTONE (mm):

340 x 250 x 250

DIMENSIONE BOX (mm):

240 x 120 x 65